

【別紙】

検査方法と風しん抗体価について

検査方法	測定キット名 (製造販売元)	風しん抗体価 (単位等)		
		風しん抗体価が低い		十分な量の風しん抗体がある
		免疫を保有していない	免疫はあるが確実な感染予防には不十分	風しんの感染予防に十分な免疫がある
赤血球凝集抑制法 (HI 法)	—	8 倍未満 (希釈倍率)	8 倍・16 倍 (希釈倍率)	32 倍以上 (希釈倍率)
酵素免疫法 (EIA 法)	ウイルス抗体 E I A 「生研」ルベラ 1gG 〔デンカ生研株式会社〕	陰性又は判定保留	8.0 未満 (E I A 価)	8.0 以上 (E I A 価)
	エンザイグノスト B 風疹/1gG 〔シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社〕	陰性又は判定保留	30 IU/ml 未満 (国際単位)	30 IU/ml 以上 (国際単位)